



## FICHE TECHNIQUE CHROMO 21

### Présentation de la Machine

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit   | Chromo21                                                                                  |
| Type             | Appareil de chromothérapie esthétique et lumineotherapy                                   |
| Utilisation      | Soins anti-âge, raffermissment, régénération cellulaire, apaisement cutané, cicatrisation |
| Technologie      | Thérapie par LED couleurs                                                                 |
| NB de programmes | 102 + mode libre                                                                          |

### Caractéristiques Techniques

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Longueurs d'onde LED : |                                        |
| ● Rouge (630 nm)       | Régénération cellulaire, anti-âge      |
| ● Bleu (470 nm)        | Anti-acné, purification de la peau     |
| ● Vert (520 nm)        | Apaisement, unification du teint       |
| ● Jaune (590 nm)       | Stimulation de la circulation sanguine |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Puissance absorbée  | 285 VA             |
| Alimentation        | 110240/ Volts      |
| Poids de l'appareil | env. 70 KG         |
| Écran               | Digital tactile    |
| Fréquence           | 5060- Hz           |
| Classe de sécurité  | Classe 1 - type BF |

### Mode d'Utilisation

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Préparation | Choisir la couleur LED adaptée au traitement.      |
| Réglage     | Sélectionner l'intensité et la durée du programme. |
| Application | Exposer la zone sous la lumière LED.               |
| Durée       | 20 à 30 minutes selon le soin.                     |

# IOS 21

## PROGRAMMES D'ÉLECTROSTIMULATION



### FICHE TECHNIQUE IOS21

#### Présentation de la Machine

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit   | IOS21                                                                                            |
| Type             | Appareil d'électrostimulation                                                                    |
| Utilisation      | Soins minceur, raffermissement, tonification musculaire, anti-cellulite, récupération musculaire |
| Technologie      | Électrostimulation par impulsions électriques                                                    |
| NB de programmes | 59 + mode libre                                                                                  |

#### Caractéristiques Techniques

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Types d'impulsions  | Continues, modulées, alternées |
| Puissance absorbée  | 80 VA                          |
| Alimentation        | 110240/ Volts                  |
| Poids de l'appareil | env. 10 KG                     |
| Écran               | Digital tactile                |
| Fréquence           | 5060- Hz                       |
| Classe de sécurité  | Classe 1 - type BF             |

| Mode d'Utilisation |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Préparation        | Positionner les électrodes sur la zone ciblée.                          |
| Réglage            | Sélectionner le programme adapté.                                       |
| Application        | Lancer la séance et ajuster l'intensité selon la sensibilité du client. |
| Durée              | 3040- min                                                               |

| Fonctionnalités et Applications |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                              | Stimulation de la production de collagène et d'élastine (LED rouge)                       |
| 02                              | Réduction de la graisse localisée (ventre, cuisses, bras, fesses...)                      |
| 03                              | Réduction des rides et ridules                                                            |
| 04                              | Atténuation des imperfections cutanées et de l'acné (LED bleue)                           |
| 05                              | Unification du teint et éclaircissement des taches pigmentaires (LED verte)               |
| 06                              | Effet raffermissant et liftant sur le visage et le corps (Électrostimulation + LED jaune) |
| 07                              | Amélioration de la circulation sanguine et drainage lymphatique                           |
| 08                              | Tonification musculaire et amélioration de la fermeté cutanée                             |

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avantages de la Chromo IOS21 |  Technologie 2 en 1 : LED + Électrostimulation pour des résultats optimisés  |
|                              |  Traitement non invasif et indolore                                          |
|                              |  Adapté à tous types de peaux et à différentes indications (visage et corps) |
|                              |  Programmes personnalisables selon les besoins du patient                    |
|                              |  Résultats visibles dès les premières séances                                |
|                              |  Retour sur investissement rapide pour les professionnels                    |

| Accessoires Inclus                                               |
|------------------------------------------------------------------|
| Électrodes réutilisables                                         |
| Ceinture de maintien pour électrodes                             |
| Garantie et Service Après-Vente                                  |
| Garantie : 24 Mois                                               |
| Service client disponible pour maintenance et support technique. |
| formation de base et Mise à jour logiciel.                       |

| Contre-indications |  Troubles circulatoires sévères (varices avancées, thrombose...) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  Femmes enceintes ou allaitantes                                |
|                    |  Problèmes de peau (eczéma, infections, plaies ouvertes)        |
|                    |  Pathologies graves (cancer, maladies auto-immunes...)          |
|                    |  Port de stimulateur cardiaque ou troubles cardiaques           |

Contacts:

 Bordj El Bahri Alger  
 05 61 29 99 02

 techcareequipement@ gmail. Com  
 www.techcareequipement.com