

Cryozi Non-vacuum cryolipolyse



| Présentation de la Machine | | |
|----------------------------|--|--|
| Nom du produit | Cryo21 | |
| Туре | Appareil de cryothérapie esthétique | |
| Utilisation | Soins minceur, anti-âge, raffermissement, drainage lymphatique | |
| Technologie | Cryothérapie à froid contrôlé | |
| NB de programmes | 70 + mode libre | |

| Caractéristiques Techniques | | |
|-----------------------------|------------------|--|
| Température de traitement | Jusqu'à -10°C | |
| Puissance absorbée | 113 VA | |
| Alimentation | 110/240 Volts | |
| Poids de l'appareil | env 10 KG | |
| Écran | Digital tactile | |
| Fréquence | 50-60 Hz | |
| Classe de sécurité | Class1 - type BF | |

Avantages de la Cryo21

| ⊘ | Technologie non invasive et indolore |
|-------------|--|
| ⊘ | Résultats visibles dès la première séance |
| \bigcirc | Sans vacuum, sans brûlure, sans effet secondaire |
| ⊘ | Retour sur investissement rapide pour les professionnels |
| (/) | Adapté à tous types de peaux |

| Mode d'Utilisation | | |
|--------------------|---|--|
| Préparation | Appliquer un gel conducteur sur la zone ciblée. | |
| Réglage | Sélectionner le mode de traitement adapter | |
| Application | Effectuer des mouvements circulaires sur la zone. | |
| Durée | corps 30mnt, visage 20mnt | |
| Post-traitement | Masser la zone et conseiller une hydratation adaptée. | |





Problèmes de peau (eczéma, infections, plaies ouvertes)

Pathologies graves (cancer, maladies auto-immunes...)

Accessoires Inclus

Deux Manipules (Un pour le corps, un pour le visage)

Un kit de 6 produits (4 pour le corps et 2 pour le visage)

Garantie et Service Après-Vente

Garantie: 24 Mois

Service client disponible pour maintenance et support technique.

formation de base et Mise à jour logiciel.

Contacts: